


■ ■ wissner-
■ ■ bossert

Funktionale Eleganz in der Pflege



Zubehör

Pflege



Zubehör

Aus Liebe zum Detail

In der Altenpflege kommt es auf ein menschliches Miteinander zwischen Pflegepersonal und Bewohner an. Bei wissner-bosserhoff haben wir verstanden, dass wir einen offenen und freundlichen Umgang durch hilfreiche, innovative Produkte unterstützen können. Denn je weniger Zeit durch die notwendigen Handgriffe und Tätigkeiten verloren geht, desto mehr Zeit bleibt für die Bewohner. Für unsere Produkte haben wir praktisches Zubehör entwickelt, das zur Qualität und Effizienz im Pflegebereich beiträgt.



Inhalt

Leuchten	Seite 3
SafeSense	Seite 4-5
Mobilisieren	Seite 6-7
Lagern	Seite 8-9
Schützen	Seite 10-12
Versorgen	Seite 13-15

Leuchten

Besonderes Designelement der soluna Leuchten ist der wellenförmige Lampenschirm mit seinem teilweise transluzenten Charakter. Ausgestattet mit einem schwenkbaren Arm ermöglicht die Leuchte die genaue Positionierung des Lichtpunktes in der Nähe des Objekts, welches beleuchtet werden soll, egal ob die Leuchte am Bett oder Nachttisch angebracht ist. Bei der Lichtquelle kann zwischen Halogen- und LED-Ausführung gewählt werden. Vorteile der LED: lange Lebensdauer, geringer Energiebedarf, keine Wärmeentwicklung und absolut sichere Funktionsweise.



50-0237
Design-Leseleuchte soluna LED
inkl. Netzteil

50-0550
Design-Leseleuchte soluna LED
ohne Netzteil



Durch den universellen Steckadapter mit Schwenkverriegelung lässt sich die soluna an nahezu alle Pflegebetten anpassen



50-0212
Design-Halogenleuchte soluna HALOGEN
inkl. 12 V Trafo

50-0213
Design-Halogenleuchte soluna
ohne Trafo

SafeSense

Sicherheit + Freiheit bei Tag und Nacht durch intelligente Bed-Exit-Sensorik

wissner-bosserhoff – ihr verlässlicher Partner bei der Vermeidung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FEM): Mit SafeSense präsentiert wissner-bosserhoff ein Assistenzsystem mit intelligenter Sensorik, das Tag und Nacht zuverlässig bei der Reduzierung von FEM unterstützt. Es ist mit einer Nachtlicht-Automatik ausgestattet, die beim Bettausstieg aktiviert wird und erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt. SafeSense ist kompatibel mit marktüblichen Schwesternrufsystemen und nach- bzw. aufrüstbar für wissner-bosserhoff Pflegebetten ab 2002.



Nightlight-Automatik

- Nachtlicht wird automatisch beim Bettausstieg aktiviert
- Nachtlicht erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt



Individuelle Alarmerung

- Von 0 Sek. Sofortalarm bis 30 Min. flexibel und stufenlos einstellbar
- Anpassung an die Mobilität des Bewohners



Integriert oder als Nachrüst-Kit


- Zubehör-Option für aktuelle WIBO-Pflegebetten
- Nachrüst-Kit für elektrische WIBO-Pflegebetten ab 2002
- Als Funk- oder Kabellösung erhältlich

Mehr Sicherheit – weniger FEM*


- Schnellere Reaktionszeit bei Stürzen
- Höheres Sicherheitsniveau bei Nacht- und Wochenendschichten
- Ideal in Kombination mit sentida Niedrigpflegebetten und SafeFree®-Seitensicherung

Zubehör – SafeSense Bed-Exit-System

SafeSense Sensormatten




02-000712
Sensormatte 50 x 50 cm für Rückenlehne



02-000713
Sensormatte 80 x 20 cm für Sitzteil


SafeSense Bed-Exit-Box




- Kabellösung (SafeSense 1)**
04-1544-001
Bed-Exit-Box, für Bett ohne Akku
04-1544-004
Bed-Exit-Box, für Bett mit Akku

- Funklösung (SafeSense 2)**
04-1544-002
Bed-Exit-Box, für Bett ohne Akku
04-1544-003
Bed-Exit-Box, für Bett mit Akku

SafeSense Anschluss-Kit



04-1508
Adapterkabel mit passendem Stecker für den Anschluss an die Rufanlage (kundenspezifisch); für Kabel- und Funklösungen (SafeSense 1 und 2)



02-000726
Funkempfänger nur für Funklösung (SafeSense 2)

Mobilisieren


Eigenständige Mobilisierung vermindert das Sturzrisiko. Unser Zubehör unterstützt den Bewohner bei der Aufrechterhaltung seiner Selbständigkeit.



04-0674 / 10-0502
Aufrichter mit ovalem Trapezgriff und Aufrollgurt



10-0586
Serviertablett mit Buchhalteleisten



50-0010
Aufrichterleiter mit 4 Sprossen




10-0715
Aufstehhilfe für 09er und 01er Seitensicherungen, sowie ¾ Seitensicherungen



10-0714
Zubehöradapter für Aufstehhilfe (10-0715)



10-0421
Handschaltherhalter zum Einstecken in die Zubehöraufnahme (10-0422) für 09er Seitensicherungen



10-0421
Handschaltherhalter SD



10-0422
Zubehöraufnahme zur Anbringung an durchgehenden 09er Seitensicherungen



10-0419
Adapter zur Anbringung an geteilten 10er Seitensicherungen, und Handschaltherhalter SD

Lagern

Umfangreiches Zubehör, das unsere Produkte ergänzt und die Praxis des Pflegealltags erleichtert, rundet das Gesamtprogramm ab. Eine maßgebliche Erleichterung für das Pflegepersonal, das wertvolle Zeit zugunsten der Pflegequalität spart.



10-0597
Seitengitteraufsatz



10-0719
Bettzeugablage, kompatibel mit allen Betten



Protector zum Schließen der fußseitigen Lücke bei Betten in 220cm
10-0580/10-0599 bei Verlängerung per Seilzug
10-0570/10-0598 bei fest verschraubtem Liegeflächenauszug
10-0628 bei Liegeflächenbreite von 100cm und fest verschraubtem Liegeflächenauszug



50-0108
Namensschildhalter



01-009549
Schaltbare Unterbettbeleuchtung
(Nachtlichtfunktion)



10-0563/10-0533/10-0521
Segifixhalterung für Oberschenkellehne
Segifixhalterungen für die Rückenlehne
Segifixhalterungen für das Sitzteil



10-0595
Liegeflächenverlängerung für Betten mit integrierter Verlängerung, mit Holzseiten



Bettverlängerung
für Betten mit integrierter LF-Verlängerung
10-0497
Verlängerungselement zur Verlängerung
der Unterschenkellehne um 20cm
10-0573
Verlängerungselement zur Verlängerung
der Unterschenkellehne um 20cm
bei 100cm breiter Liegefläche

Schützen

Je nach Nutzung ist es möglich, das Bett und den Bewohner vor Beschädigungen und Verletzungen durch die Umgebung zu schützen. Seitensicherungspolster ergänzen das Bett und schließen die entstehenden Öffnungen.



50-0155
Seitenteilpolster für geteilte 10er Seitensicherungen mit Druckknöpfen



50-0174
Seitenteilpolster für geteilte 10er Seitensicherungen mit Sicherheitslasche, geschlossene Version



50-0207
Seitensicherungsnetz zum Schließen der Öffnungen bei geteilten 10er Seitensicherungen



50-0206
Sturzmatte optimal für sentida Betten
50-0198
Sturzmatte für contempora Betten, zur Befestigung an der Seitenwange bei geteilten 10er Seitensicherungen (ohne Abb.)




50-0338
Seitenteilpolster für durchgehende 09er 2-fach Seitensicherungen in 200 cm
50-0339
Seitenteilpolster für durchgehende 09er 2-fach Seitensicherungen in 220 cm (ohne Abb.)



10-0485/10-0486/10-0487
Verstärkte Wandabweisrollen für geteilte 10er Seitensicherungen sowie durchgehende 2-fach und 3-fach 09er Seitensicherungen



10-0626
Vertikale Wandabweisrolle



Vertikale Wandabweisrollen, verlängerte Ausführung
10-0507 22 cm verlängert
19-0494 12 cm verlängert
19-0480 9 cm verlängert



50-0544
Evakuierungstuch mit Gurt und Fixierschlaufen



10-0682
3-D Wandabweisrolle, verstärkte Ausführung
10-0683
3-D Wandabweisrolle für Design A (ohne Abb.)

Schützen



10-0530
kopfseitige Wandabweisbügel carisma
Abstand zur Wand ca. 17,4 cm



10-0548
kopfseitiger Wandabweisbügel movita
Abstand zur Wand ca. 8 cm



10-0587
kopfseitiger Wandabweisbügel movita casa
Abstand zur Wand ca. 11,5 cm




02-000617
Seitenblendenpuffer
für geteilte 10er Seitensicherungen



10-0473
kopfseitige Wandabweisbügel estetica nova
Abstand zur Wand ca. 10,5 cm



Seitlicher Wandabstandshalter
10-0475 für estetica nova
10-0577 für contempora
10-0578 für carisma
10-0549 für movita/movita casa



Nur für sentida 5 und 6
10-0707 kopfseitiger Wandabstandshalter kurz
10-0709 kopfseitiger Wandabstandshalter lang (ohne Abb.)



Nur für sentida 5 und 6
10-0708 seitlicher Wandabstandshalter kurz
10-0710 seitlicher Wandabstandshalter lang (ohne Abb.)

Versorgen

Das Zubehör für die Zubehöralterung unterstützt Patient und Pflegepersonal hilfreich. Es kann jeweils links und rechts am Bett positioniert werden.



50-0059
Infusionsständer gebogen,
mit 4 Haken, höhenverstellbar




50-0003
Infusionsspange
zur Befestigung am Aufrichter



50-0175
Infusionsständer gerade, mit 4 Haken,
mit Tropfglas **01-006094**


Versorgen



10-0511
Bettentransportwagen
für montierte Pflegebetten



10-0516
Schwenkarretierung für Rundrohraufrichter



10-0592
Doppelsteckdose D-Box
zum Anschluss von Bett und „soluna“
(sowohl LED als auch Halogen möglich)



10-0534
Transportgriff „Easy Move“



10-0424
Zubehöraufnahme
für geteilte 10er Seitensicherungen,
zum Aufstecken auf die Seitenwange



50-0165
Urinflaschenkorb (abgebildet mit
Urinflasche und Zubehöraufnahme)
50-0345
Verkürzter Urinflaschenkorb (ohne Abb.)



50-0164
Urinbeutelhalter (abgebildet mit
Urinbeutel und Zubehöraufnahme)
59-0031
Verlängerter Urinbeutelhalter (ohne Abb.)



Funktionale Eleganz in der Pflege

wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49(0)2377/784-0
Fax: +49(0)2377/784-163
E-Mail: info@wi-bo.de

www.wi-bo.de