

REC A08-01	Desinfektionsmittelempfehlungen 11.04.2023	Seite 1 / 2
---------------	--	----------------

Empfehlungen von Desinfektionsmitteln zur Verwendung an Betten und Nachttischen von wissner-bosserhoff

Die folgenden Desinfektionsmittel können an wissner-bosserhoff Betten und Nachttischen verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass hierbei den Anwendungshinweisen in den Gebrauchsanweisungen von wissner-bosserhoff und von den jeweiligen Desinfektionsmittelherstellern unbedingt Folge zu leisten ist.

Hersteller	Produktname
Bode Chemie	Bacillol Zero
Bode Chemie	Dismozon Plus (Dismozon Plus 0,8%)
Bode Chemie	Dismozon Plus (Dismozon Plus 3,2%)
Bode Chemie	Kohrsolin FF
Bode Chemie	Microbac Forte
Bode Chemie	Microbac Tissues
Bode Chemie	Mikrobac Virucidal Tissues
Ecolab Healthcare	Incidin Active
Ecolab Healthcare	Incidin Alcohol Wipe
Ecolab Healthcare	Incidin Foam
Ecolab Healthcare	Incidin Liquid
Ecolab Healthcare	Incidin Plus
Ecolab Healthcare	Incidin Premium Wipes
Ecolab Healthcare	Incidin Premium Wipes Dispenser N
Ecolab Healthcare	Incidin Premium Wipes HygPack
Ecolab Healthcare	Incidin Pro
Ecolab Healthcare	Incidin Rapid
Ecolab Healthcare	Incidin Wipes FlexPack
Ecolab Healthcare	Sani-Cloth Active
Hartmann / Bode	Bacillol 30 Sensitive Tissues
Hartmann / Bode	Korsolex extra

REC A08-01	Desinfektionsmittelempfehlungen 11.04.2023	Seite 2 / 2
---------------	---	----------------

Schülke	Mikrozid sensitive (Acryl Des)
Schülke & Mayr	Antifekt AF
Schülke & Mayr	Antifect Extra
Schülke & Mayr	mikrozid sensitive liquid MC0035
Schülke & Mayr	mikrozid universal liquid MC0062
Schülke & Mayr	Perform
Schülke & Mayr	Pursept AF MC0186
Schülke & Mayr	Terralin PAA
Schülke+	Perform MC0127

Diese Liste bildet keine vollständige Übersicht aller geeigneten Desinfektionsmitteln, sondern wird fortlaufend aktualisiert.

Bei individuellen Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Unterschrift Erstellung/Datum

Unterschrift Freigabe/Datum