

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Elegancia funcional en los cuidados



SafeLift

Un apoyo que marca la diferencia





Mejorando y manteniendo su movilidad

SafeLift | Revolucionario asistente de cama para el residente

Un punto crucial en el cuidado de los pacientes mayores es mantener o mejorar su movilidad. Los residentes que gozan de movilidad son menos propensos a sufrir caídas, se evitan enfermedades posteriores como las úlceras por presión, y además se mantiene su salud en el punto óptimo. Esto aumenta la autoestima del residente y hace que pueda llevar una vida independiente con menos limitaciones.

SafeLift proporciona el asistente más sencillo, de modo que el residente puede ajustar su cama de modo independiente y la pueda colocar en la posición de movilización óptima para él. Podrán apoyarse en el propio mando SafeLift al levantarse. Esto fomenta la auto-movilización del residente, reduce las llamadas al personal para que ajuste la cama y alivia la carga de cuidado.



Asistente de cama sencillo para el residente



Ayuda al levantarse y en la movilización



Mando sin cable ni batería



Personalizado para cada residente

Asistente de cama sencillo y movilización segura

SafeLift | Sus ventajas en un vistazo



01

Botones de ajuste de la altura de la cama y el respaldo solo las funciones que realmente necesita el residente

02

Botones grandes resaltados de modo táctil y fluorescente

03

Posición fija en una protección lateral SafeFree® y por lo tanto, fácil de encontrar

04

Botón GO para proteger contra un ajuste involuntario de la cama

05

Rotación de 360° y ajuste flexible en la protección lateral SafeFree®

06

Diseño ergonómico apto para todos los tipos de mano y buen acceso a los botones del asistente

07

Alta estabilidad ofrece un agarre seguro al levantarse




Ayuda en la movilización y al levantarse

El residente puede colocar su cama en una posición óptima para levantarse y apoyarse en el SafeLift.



Sin cables ni baterías

Gracias a la tecnología de radio establecida el SafeLift Controller viene sin cables, propensos a fallos.



Luz nocturna automática

y botones fluorescentes para una mejor orientación en la oscuridad.



SafeLift – Un agarre que marca la diferencia

Valor añadido para el residente, el cuidado y la dirección de la residencia

 Residente



 Personal de cuidados



 Dirección



Movilización y autonomía


- Accesible para el residente desde la posición acostada, posicionable individualmente y utilizable a modo de apoyo
- Prevención de caídas – no hay peligro de tropiezo con ningún cable colgante
- Posición del mando SafeLift ajustable individualmente por el residente
- Apto para diestros y zurdos, así como para las personas que se levantan tanto por el lado izquierdo como por el derecho
- La luz nocturna automática aporta orientación en la oscuridad

Promueve alivio y movilidad en línea con los estándares expertos

- Promueve la movilidad y la autonomía del residente
- Para tareas rutinarias, el mando cuenta con posiciones de cuidado preprogramadas, a mano para el personal
- Luz nocturna automática
- Fácil instalación y sin necesidad de usar herramientas en cada protección lateral SafeFree®
- Ligero ajuste sin esfuerzo conforme a las necesidades individuales del residente
- Alivio de la carga de cuidado gracias a la reducción de las llamadas al personal para que ajuste la cama

Flexibilidad y rentabilidad

- Bajos costes de seguimiento – sin cables, los cuales por lo general son propensos a averiarse, y sin baterías
- El SafeLift Controller se puede colocar en cada protección lateral SafeFree® sin necesidad de tener que utilizar herramientas
- Utilizable independientemente de la cama
- Compatible con el sistema de asistencia Bed-Exit SafeSense®
- Montable a posteriori para todas las camas de cuidados de wissner-bosserhoff con protecciones laterales SafeFree®*



Members of LINET Group

LINET Iberia

Calle Bruselas 8 | 28232 Las Rozas

Tel.: +34 91 640 95 50 | Fax: +34 91 640 95 72

E-Mail: linetiberia@linet.com | www.linet.com | www.wi-bo.com

