

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Funktionale Eleganz in der Pflege

SafeLift

Griff mit Pfiff






Mobilität verbessern und erhalten

SafeLift | Revolutionäre Bettbedienung für den Bewohner

Wichtiges Ziel in der stationären Altenpflege ist die Mobilität der Bewohner zu erhalten bzw. zu verbessern. Beweglichere Bewohner sind weniger sturzgefährdet, weiteren Folgeerkrankungen wie z. B. Druckgeschwüren wird vorgebeugt und die gesundheitliche Konstitution bestmöglich erhalten. Dadurch wird das Selbstwertgefühl des Bewohners gesteigert und eine selbstständige Lebensführung weniger eingeschränkt.

SafeLift bietet einfachste Bedienung, so dass der Bewohner sein Bett selbstständig verstellen und in die für ihn optimale Mobilisationsposition bringen kann. Gleichzeitig kann er sich beim Aufstehen auf dem SafeLift-Controller abstützen. Dies fördert die Selbstmobilisation des Bewohners, reduziert Personalrufe zur Bettverstellung und entlastet die Pflege.



Einfache Bettbedienung für den Bewohner



Aufsteh- und Mobilisationshilfe



Controller ohne Kabel oder Batterie



Individuell für jeden Bewohner

Einfache Bettbedienung & sichere Mobilisation

SafeLift | Produktvorteile im Überblick



01

Verstelltasten Betthöhe
und Rückenlehne
nur die Funktionen, die der Bewohner
wirklich braucht

02

Große Tasten
haptisch und fluoreszierend hervorgehoben

03

Feste Position auf einer
SafeFree®-Seitensicherung
dadurch schnell auffindbar

04

GO-Taste zum Schutz vor
unbeabsichtigter Bettverstellung

05

360° drehbar und flexibel auf
der SafeFree® Seitensicherung verschiebbar

06

Ergonomisches Design
für jeden Handtyp geeignet und
gute Erreichbarkeit der Bedienknöpfe

07

Hohe Stabilität
bietet sicheren Halt beim Aufstehen




Mobilisations- und Aufstehhilfe

Der Bewohner kann sein Bett
selbstständig in eine optimale
Ausstiegsposition bringen und
sich auf dem SafeLift abstützen.



Kabel- und batterieles

Dank etablierter Funktechnologie
kommt der SafeLift Controller ohne
störanfällige Kabel aus.



Automatisches Nachtlicht

und fluoreszierende Tasten
für eine bessere Orientierung
im Dunkeln.

SafeLift – Griff mit Pfiff

Mehrwert für Bewohner, Pflege und Heimleitung

+ Bewohner



+ Pflegepersonal



+ Heimleitung



Mobilisation und Eigenständigkeit


- Für den Bewohner aus der Liegeposition erreichbar, individuell positionierbar und als Stütze verwendbar
- Sturzprävention – keine Stolpergefahr durch herunterhängende Kabel
- Position des SafeLift Controllers bewohnerindividuell einstellbar
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder, sowie Links- und Rechtsaufsteher
- Automatisches Nachtlicht gibt Orientierung im Dunkeln

Entlastung & Mobilität fördern gemäß Expertenstandard

- Mobilität und Eigenständigkeit des Bewohners fördern
- Bei Routineaufgaben auch für die Pflege immer griffbereit, Pflegepositionen wie gewohnt per Handschalter
- Automatisches Nachtlicht
- Einfache und werkzeuglose Installation an jeder SafeFree® Seitensicherung
- Spielend leichte Einstellung auf die individuellen Bewohnerbedürfnisse
- Entlastung der Pflege dank reduzierter Personalarufe wegen Bettverstellungen

Flexibilität und Wirtschaftlichkeit

- Geringe Folgekosten – keine stör-anfälligen Kabel und ohne Batterie
- SafeLift Controller ist werkzeuglos an jeder SafeFree®- Seitensicherung anbringbar
- Bettenunabhängig nutzbar
- Kompatibel zum Bed-Exit-Assistenzsystem SafeSense®
- Nachrüstbar für alle wissner-bosserhoff Pflegebetten mit SafeFree®-Seitensicherungen*





german
brand
award
2016
winner



■ ■ wissner- ■ ■ bosserhoff

Member of LINET Group

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49(0)2377.784-0 | Fax: -163 | info@wi-bo.de | wi-bo.de

