

■ ■ wissner-  
■ ■ bosserhoff

Funktionale Eleganz in der Pflege



## carisma 300-xxl

Pflegebett für adipöse Bewohner



300  
kg



Foto: René Schwerdtel, Modell: Georgina Hernández \*1933 | Foto Titel (Portrait): René Schwerdtel, Modelle: Eheleute Schumann \*1917, \*1921

## Adipositas (Fettleibigkeit) im Pflegeheim

Übergewicht ist in der westlichen Welt die häufigste Beeinträchtigung aufgrund von Fehlernährung. Die Weltgesundheitsorganisation hat definiert, dass ab einem Body-Maß-Index von über 30 die Erkrankung Adipositas, also Fettleibigkeit, vorliegt. Auch in Pflegeheimen gibt es mittlerweile Bewohner mit diesem Befund. Die Einrichtungen sind oftmals nicht auf die Pflege dieser Bewohner eingestellt.

### Die körperlichen Folgen von Fettleibigkeit führen unter anderem zu:

- Schlechter Kompensation von Bewegungseinschränkungen
- Erhöhter Dekubitusgefahr
- Rascher Ermüdung
- Belastungen des Herz- und Kreislaufsystems und erhöhtem Risiko von Schlaganfall und kardiovaskulären Erkrankungen wie Bluthochdruck

Konsequenz davon ist ein besonderer Pflege- und Therapiebedarf adipöser Pflegeheimbewohner: Hilfsmittel wie Bett oder Rollstuhl müssen dem Gewicht und der Größe des Bewohners angemessen sein, die Grundpflege dauert länger, es bedarf ggf. einer zusätzlichen Hilfskraft oder Hilfsmittel bei der Pflege, beispielsweise beim Umlagern, usw.

# carisma 300-xxl

## Pflegebett für adipöse Bewohner

Die Synthese aus Wohnlichkeit und individuellem Pflegekomfort wurde bei der Entwicklung des carisma 300-xxl in den Mittelpunkt gestellt und ergänzt mit Funktionalitäten, um den Pflegealltag für Bewohner und Pflegepersonal lebenswert zu gestalten.

Das Pflegebett ist speziell auf adipöse Bewohner mit einem hohen Platzbedarf abgestimmt.

Es bietet eine sichere Arbeitslast von 300 kg, bei einem Bewohnergewicht von 270 kg.

Die extrabreite xxl-Liegefläche von 120 cm sorgt dafür, dass dem Bewohner überdurchschnittlich viel Platz und Bewegungsfreiheit geschenkt wird. Dadurch kommt es nicht zu Druckstellen an den Extremitäten. Ein rückschonendes und ergonomisches Arbeiten am Bett ist auch bei dieser Liegeflächenbreite problemlos möglich. Die Pflegekräfte finden genügend Platz für Umlagerung, Mobilisation sowie richtige Positionierung der Bewohner. Mit einer Liegeflächenhöhe von nur 37 cm kann der Bewohner leicht aus dem Bett mobilisiert werden.

# 80 %

der über 70-jährigen  
sind übergewichtig

Rund 67 % der Männer  
und 53 % der Frauen  
sind übergewichtig (BMI >25),  
davon sind  
23 % der Männer und  
24 % der Frauen  
adipös (BMI >30)

Bei den über 70-jährigen  
liegt der Anteil der Überge-  
wichtigen bei rund 80 %.  
Damit nimmt auch der Anteil  
adipöser, pflegebedürftiger  
Menschen weltweit stetig zu.

(Quelle: Robert Koch Institut 2012)



Entlastung durch  
unser Pflegebett  
carisma 300-xxl  
für adipöse  
Bewohner

- Extrabreite Liegefläche von 120 cm
- Sichere Arbeitslast von 300 kg
  - Sehr stabil dank des extrabreiten Fahrgestells
  - Unterfahrbarkeit mit handelsüblicher Liftersystemen
- Leistungsstarke Motoren für Betthöhen-, Rücken- und Beinlehnenverstellung

# Die carisma 300-xxl Wohnidee



Material- und Farbauswahl greifen den aktuellen, natürlichen Wohntrend auf. So entsteht eine wohnliche, warme Atmosphäre, in der sich Bewohner aufgehoben und geborgen fühlen. Immer mehr Pflegeheime reagieren mit eigenständigen Wohnbereichen auf die zunehmende Zahl adipöser Bewohner. wissner-bosserhoff verbindet mit dem carisma 300-xxl das gewohnte Design mit der hohen Funktionalität zur Versorgung dieser Bewohner.



carisma 300-xxl, Design G09 3-fach



Nachttisch vitalia 2



Dekor Kirsch Havanna Wandfarbe Akzentfarbe

# Die carisma 300-xxl Vorteile



**01** **Sichere Arbeitslast 300 kg**

- Max. Bewohnergewicht 270 kg
- 30 kg für Matratze und Zubehör

**02** **BiNetic-Liegefläche**  
mit doppeltem Rückzug:

- Echte Dekubitusprävention - mehr als nur eine sogenannte DBfK-Rückenlehne
- Ihr Plus: Reduktion der Beckenkompression sowie der Reibungs- und Scherkräfte durch Beinlehnen-Rückzug um 6 cm
- Rückenlehnenrückzug um 11 cm
- Bettinnenmaß: 120 x 210 cm

**03** **Design-Handschalter**  
Verbesserte und erweiterte Funktionalität

- 3 Sicherheitsstufen einstellbar: Pflege, Bewohner- und Sicherheitsmodus
- Mobilisierungsfunktion
- Nachtlichtsteuerung
- Separate Beinlehnenverstellung
- Spielschutz

**04** **Fahrgestell**  
extra stabil durch:

- Ø 125 mm Schwerlast-Doppelaufrollen
- Hohe Standfestigkeit
- Geringe Fußbodenbelastung
- Breiten Unterrahmen

**05** **Seitensicherung**

- Durchgehende Seitensicherungen - effektiver Schutz gegen Stürze
- Mit den meisten aktiven und passiven Matratzen kompatibel
- Hohe Bewohnersicherheit
- Leichte Bedienung durch Pistolenauslösung

**06** **Bremsbarkeit**

- Zentrale Rollenfeststellung mit einer Richtungsrolle, beidseitig per Tritthebel

**07** **Höhenverstellung**

- ca. 37 - 80 cm (Ø 125 mm Linea Doppelaufrolle)
- Sichere Mobilisierung ab 37 cm
- Optimale Pflegeposition bei 80 cm

## Viel mehr als nur ein extrabreites Schwerlastbett

Die leistungsstarken Motoren für Betthöhen-, Rücken- und Beinlehnenverstellung entlasten spürbar die Pflegekräfte. Für individuellen Komfort und sicheres Aufrichten des Pflegebedürftigen in die Sitzposition sorgen einfache elektrische Verstellungen. Durchgehende Seitensicherungen geben dem Bewohner ein sichereres Gefühl. Standardmäßig hat das Bett eine Liegeflächenlänge von 210 cm. Eine Verlängerung ist nicht nötig. Das Bett zeichnet sich durch ideale Rolleneigenschaften dank der Ø 125 mm Linea-Doppelaufrollen aus. Die Rollen besitzen eine sehr hohe Flexibilität, Standfestigkeit und geringe Fußbodenbelastung. Das carisma 300-xxl besitzt ausreichende Unterfahrbarkeit für die Verwendung handelsüblicher Liftersysteme.



## Das passende Zubehör

**Matratze**

- Hochwertige viskoelastische Schwerlastmatratze HeavyMatt 270
- Max. Bewohnergewicht von 270 kg
- Matratzenmaß: 205 x 114 x 18 cm
- Art.-Nr. 50-0701



**Aufrichter HeavyHand**

- Bis zu 100 kg belastbar
- Art.-Nr. 10-0857



**Schwerlast-Haltegriff**

- Extra verstärktes Gurtband
- Art.-Nr. 10-0861 (ohne Abb.)

**Bettentransporter Typ A**

- Universell einsetzbar
- Ermöglicht den Bettentransport durch schmale Türen
- Verzinkt
- Art.-Nr. 10-0511



■ ■ wissner-  
■ ■ bosserhoff

Member of LINET Group

**wissner-bosserhoff GmbH**

Hauptstraße 4-6 | D-58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49(0)2377/784-0 | Fax: -163 | [info@wi-bo.de](mailto:info@wi-bo.de) | [www.wi-bo.de](http://www.wi-bo.de)

